

## Le seul vaccin contre le VRS disponible en seringue préremplie prête à l'emploi<sup>\*†</sup>



**Fabriqué au Canada<sup>‡</sup>**

mRESVIA est fabriqué à Laval (Québec) et à Cambridge (Ontario).

mRESVIA<sup>MD</sup> (vaccin à ARNm contre le virus respiratoire syncytial [VRS]) est indiqué pour l'immunisation active dans la prévention de la maladie des voies respiratoires inférieures (MVRI) causée par le VRS chez les adultes de 60 ans et plus, ainsi que chez les adultes âgés de 18 à 59 ans qui présentent un risque accru de développer une MVRI causée par le VRS<sup>1</sup>.

## Schéma posologique

| Populations indiquées                                                                                                                                                   | Administration                                                                                                                                   | Dose          | Volume de la dose | Présentation                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Adultes âgés de ≥ 60 ans                                                         | <b>Par voie intramusculaire (IM)</b><br><br>En une <b>dose unique</b> dans le muscle deltoïde – <b>ne pas</b> administrer par voie intraveineuse | <b>50 mcg</b> | <b>0,5 mL</b>     | <br><br>Numéro d'identification du médicament (DIN) : 02552914 |
| <br>Adultes âgés de 18 à 59 ans présentant un risque accru de MVRI causés par le VRS |                                                                                                                                                  |               |                   |                                                                                                                                                     |

Consultez la monographie du produit pour obtenir des instructions détaillées sur la posologie, l'administration, la conservation et la manipulation.

\* Prêt à l'emploi une fois décongelé. Aucune reconstitution requise.

† Signification clinique comparative inconnue.

‡ Avec des composants nationaux et importés.

# Administration



## Sans agent de conservation et prêt à l'emploi

Une fois décongelé, mRESVIA est prêt à l'emploi. mRESVIA **ne doit pas** être reconstitué ni mélangé avec d'autres produits médicaux ou dilué.

1

### Décongeler la seringue préremplie

Décongeler chaque seringue préremplie avant utilisation, soit au réfrigérateur, soit à température ambiante (voir les instructions à la page suivante)

- Les seringues préremplies peuvent être conservées à température ambiante pendant un total de 24 heures après leur retrait des conditions réfrigérées
- Jeter la seringue préremplie si elle n'est pas utilisée dans ce délai
- **Ne pas agiter**

2

### Vérifiez que le liquide est de couleur blanche à blanc cassé

Effectuer une inspection visuelle des seringues préremplies de mRESVIA afin de détecter la présence éventuelle de particules ou d'une altération de la couleur **avant l'injection**

- mRESVIA peut contenir des particules blanches ou translucides liées au produit
- Ne pas administrer le vaccin s'il est décoloré ou s'il contient d'autres particules

3

### Administrer mRESVIA

- Utiliser une aiguille stérile de taille appropriée pour l'injection IM
- Le capuchon étant bien droit et orienté vers le haut, le retirer en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache. Retirer le capuchon en effectuant un mouvement lent et régulier. Éviter de tirer sur le capuchon en le tournant
- Fixer l'aiguille en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que l'aiguille soit bien fixée sur la seringue
- Retirer le capuchon de l'aiguille lorsque tout est prêt pour l'administration
- Administrer par injection IM uniquement dans le **muscle deltoïde du haut du bras** (site privilégié)
- Jeter la seringue après usage

Consultez la monographie du produit pour obtenir des instructions détaillées sur la posologie, l'administration, la conservation et la manipulation.



Si vous avez des questions au sujet de mRESVIA, communiquez avec le service d'information médicale de Moderna au : **1-866-MODERNA (1-866-663-3762)**

IM = intramusculaire.

# Conservation et manipulation

Pour la conservation, souvenez-vous de « 18-90-24 » :

|                                                                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Congelé</b><br>Jusqu'à<br><b>18</b><br>mois<br>(-40 °C à -15 °C)                              |
|    | <b>Réfrigérateur</b><br>(après décongélation)<br>Jusqu'à<br><b>90</b><br>jours*<br>(2 °C à 8 °C) |
|  | <b>Température ambiante</b><br>Jusqu'à<br><b>24</b><br>heures†<br>(8 °C à 25 °C)                 |

## Décongeler chaque seringue préremplie avant utilisation

### Instructions de décongélation

**Facile à décongeler** au réfrigérateur ou à température ambiante

#### Au réfrigérateur

2 °C à 8 °C



#### DÉCONGELER PENDANT

- 100 minutes pour **une** seringue
- 160 minutes pour **une boîte de 10** seringues

#### À température ambiante

15 °C à 25 °C



#### DÉCONGELER PENDANT

- 40 minutes pour **une** seringue
- 80 minutes pour **une boîte de 10** seringues



#### Ne JAMAIS recongeler un vaccin décongelé

Les seringues **ne** doivent **pas** être remises au réfrigérateur après avoir été décongelées à température ambiante

## Conservation

### Conservation à l'état congelé‡

|                                                                                     |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | <b>Congélateur</b><br>(-40 °C à -15 °C)<br><b>18</b><br>mois |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

### Conservation après décongélation

|                                                                                     |                                                              |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Réfrigérateur</b><br>(2 °C à 8 °C)<br><b>90</b><br>jours* | <b>Température ambiante</b><br>(8 °C à 25 °C)<br><b>24</b><br>heures† |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|



Les seringues préremplies décongelées peuvent être manipulées à la lumière ambiante

Consultez la monographie du produit pour obtenir des instructions détaillées sur la posologie, l'administration, la conservation et la manipulation.

\* La période de 90 jours doit s'inscrire dans la période de validité globale de 18 mois.

† La période de 24 heures doit s'inscrire dans la période de validité globale de 18 mois.

‡ Conserver dans la boîte d'origine afin de réduire au minimum l'exposition à la lumière.

#### Indication et utilisation clinique :

mRESVIA<sup>MD</sup> (vaccin à ARNm contre le virus respiratoire syncytial [VRS]) est indiqué pour l'immunisation active dans la prévention de la maladie des voies respiratoires inférieures (MVRI) causée par le VRS chez les adultes de 60 ans et plus, ainsi que chez les adultes âgés de 18 à 59 ans qui présentent un risque accru de développer une MVRI causée par le VRS.

Pédiatrie : l'innocuité et l'efficacité de mRESVIA chez les personnes de moins de 18 ans n'ont pas été démontrées. mRESVIA n'est pas indiqué chez les enfants.

#### Contre-indications :

- Hypersensibilité à mRESVIA ou à tout ingrédient de la formulation, y compris tout ingrédient non médicinal ou composant du contenant.
- Enfants âgés de moins de 2 ans, en raison d'un risque accru de maladie respiratoire exacerbée par le VRS grave et/ou mettant la vie en danger, signalée chez des nourrissons au cours d'une étude pédiatrique. Le risque de maladie respiratoire exacerbée par le VRS ne concerne pas les adultes.

#### Mises en garde et précautions pertinentes :

- Reporter la vaccination chez les personnes présentant une maladie fébrile aiguë grave
- Syncope
- Anaphylaxie
- Utilisation chez les personnes atteintes de thrombocytopénie ou d'un trouble de la coagulation
- mRESVIA pourrait ne pas protéger toutes les personnes vaccinées
- Utilisation chez les personnes immunodéprimées
- Déconseillé pendant la grossesse
- Utilisation chez les personnes qui allaitent

#### Pour plus d'informations :

Veuillez consulter la monographie du produit à l'adresse [mresviapro.ca/fr/pm](https://mresviapro.ca/fr/pm) pour obtenir des renseignements importants sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie qui ne sont pas abordés dans le présent document. La monographie du produit est également disponible en nous appelant au 1-866-MODERNA (1-866-663-3762).

**Référence :** Monographie de produit mRESVIA. Moderna Biopharma Canada Corp.